

국문규격서

모델명	관세분류번호 (HS-code)	정부물품분류번호 (8자리)	품명	단위	수량
OS-400	8479.82	41103811	오비탈셰이커 (회전식진탕기)	EA	1



I. 용도

실험실에서 실험을 할 때 실험 용기내의 용액이나 물체를 흔들어주어 내부 물체를 혼합 또는 반응을 용이하게 하여 주는 기기이며 진탕의 방향이 일정한 궤도를 그립니다.

II. 특징

- 제품 높이가 낮고 흔들림이 적으며 잔고장이 없다.
- Digital Controller에 의한 초 정밀 속도 및 시간운전가능
- 다양한 크기의 형태의 상판을 교체 사용할 수 있는 탈부착식 구조이다.
- 소음과 진동이 적다.

III. 사양

Spec. / Model		OS-400
Motion		Orbital
Speed	Range	25 to 300 rpm(up to 350rpm : high speed type)
	Accuracy	±1%
	Increment	1 rpm
Time	Range	59min 59sec or Continuous
	Accuracy	±1%
	Increment	1 minute
Controller		Digital Controller
Display		4 Digit LED , 2 Display
Motor		Plate type B/L DC Motor
Drive system		Brushless Type
Stroke		20mm
Size	Plate (W x D mm)	470x470
	External (W x D x H, mm)	493x540x160
Electric Requirements		220VAC 50/60Hz

Optional Accessories	
100ml	36ea
250ml	23ea
500ml	16ea
1000ml	9ea
2000ml	4ea

IV. 기타조건

Warranty 12개월