

국문규격서

모델명	관세분류번호 (HS-code)	정부물품분류번호 (8자리)	품명	단위	수량
HYC-560	9029.10.9000	41113040	코로니카운터	EA	1



I. 용도

대장균 및 일반세균 등을 배양하여 그 숫자를 헤아리는데 현미경과 함께 그 보조기기로서 생리학 연구, 병원 임상검사 등에 유용하게 사용할 수 있다.

II. 특징

- 버튼, 마킹펜을 이용하여 2개 모드의 카운터가 가능하다.
- 본 기기는 전원 220V 전용으로 사용된다.
- LED Digital로써 정수4자리(9999)까지 표시 되므로 계수 및 판독이 용이한다.
- 매 계수시 마다 경보음이 울린다.
- 사용자의 편의에 따라 Pen을 사용할 수 있다.
- 125mm 광폭렌즈를 사용하여 더욱 넓은 시야가 확보된다.
- Stainless Needle point pen를 사용하여 직접 배양균을 찍으면서 카운터 할 수 있다.

Ⅲ. 사양

Spec. / Model	HYC-560
Display type	4 Digital LED Display
Petri dish holder	Accepts 100mm dish (removable) 150mm (fixed)
Zero rest button	Yes
Illumination	Fluorescent lamp
Dimensions (W x D x H, mm)	310x290x100
Mode of Counting	Manual push button counting Needle-point probing Marking pen probing
Electric Requirements	220VAC. 50/60Hz

Standard accessories	
Magnifier 5" 1ea	Stainless Needle point pen 1ea
Power cord 1ea	Making pen probe 1ea
100mm Dish holder 1ea	

Ⅳ. 기타조건

- Warranty 12개월
- 소모품인 Lamp는 Warranty에서 제외