

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		<b>AUTO CLAVE</b> <b>고압멸균기</b> <b>(C-AC0)</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>

### 1. 용도 및 특징 (Features)

고온, 고압 증기를 이용 각종 기자재의 멸균, 실험 후 폐기물에 대한 멸균 등에 사용 됩니다.

- Digital P.I.D 방식의 Controller 는 초기설정으로 내부 가열부터, 121℃ 압력, 멸균, 증기배출까지  
다이렉트로 자동으로 진행
- 현재의 압력을 볼 수 있는 압력Gauge 부착
- Steam은 자동으로 배출되지만 수동 valve로도 Steam량 조절 가능
- 상당히 견고하게 만들어진 Stainless Basket
- Chamber 는 stainless 재질로 부식에 강하고 미관이 우수
- AUTO CLAVE 전용 실리콘 패킹을 사용 압력 밀폐성이 우수
- 과부하, 과열, 과압 의 3중 안전장치로 안전하게 사용 가능

### 2. 사양 (Specifications)

<b>Model</b>		C-AC0
<b>Dimensions</b>	<b>Inner (W*D*H)(mm)</b>	290ø × 620
	<b>Outer (W*D*H)(mm)</b>	620×420×930
	<b>Volume (L)</b>	45
<b>Controller</b>		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
<b>Temp</b>	<b>Range</b>	Ambient ~ 123 ℃
	<b>Accuracy</b>	±1℃
<b>Timer</b>	<b>Scale</b>	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
<b>Electrical spec</b>	<b>Heater</b>	2,000W
	<b>Power</b>	220V, 9A, 1ø
<b>Pressure</b>	<b>Guage</b>	Mechanical Type , 3.0kg / cm <sup>2</sup>
	<b>Temp</b>	1.2kg / cm <sup>2</sup> , 121℃
<b>Baskets</b>		2EA
<b>Materials</b>	<b>Inner</b>	Stainless steel SUS304
	<b>Outer</b>	Steel plate with powder coated
<b>Safety device</b>		Exclusive over temp, protector
<b>Weignt(Kg)</b>		73

### **3. 구성 (Composition)**

- Manual..... 1ea
- Baskets..... 2ea
- P.P 광구병..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Baskets

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		<b>AUTO CLAVE</b> <b>고압멸균기</b> <b>(C-AC1)</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>

### 1. 용도 및 특징 (Features)

고온, 고압 증기를 이용 각종 기자재의 멸균, 실험 후 폐기물에 대한 멸균 등에 사용 됩니다.

- Digital P.I.D 방식의 Controller 는 초기설정으로 내부 가열부터, 121℃ 압력, 멸균, 증기배출까지 다이렉트로 자동으로 진행
- 현재의 압력을 볼 수 있는 압력Gauge 부착
- Steam은 자동으로 배출되지만 수동 valve로도 Steam량 조절 가능
- 상당히 견고하게 만들어진 Stainless Basket
- Chamber 는 stainless 재질로 부식에 강하고 미관이 우수
- AUTO CLAVE 전용 실리콘 패킹을 사용 압력 밀폐성이 우수
- 과부하, 과열, 과압 의 3중 안전장치로 안전하게 사용 가능

### 2. 사양 (Specifications)

<b>Model</b>		C-AC1
<b>Dimensions</b>	<b>Inner (W*D*H)(mm)</b>	350ø × 620
	<b>Outer (W*D*H)(mm)</b>	650×500×930
	<b>Volume (L)</b>	60
<b>Controller</b>		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
<b>Temp</b>	<b>Range</b>	Ambient ~ 123 ℃
	<b>Accuracy</b>	±1℃
<b>Timer</b>	<b>Scale</b>	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
<b>Electrical spec</b>	<b>Heater</b>	3,000W
	<b>Power</b>	220V, 13.6A, 1ø
<b>Pressure</b>	<b>Guage</b>	Mechnical Type , 3.0kg / cm <sup>2</sup>
	<b>Temp</b>	1.2kg / cm <sup>2</sup> , 121℃
<b>Baskets</b>		2EA
<b>Materials</b>	<b>Inner</b>	Stainless steel SUS304
	<b>Outer</b>	Steel plate with powder coated
<b>Safety device</b>		Exclusive over temp, protector
<b>Weignt(Kg)</b>		88

### **3. 구성 (Composition)**

- Manual..... 1ea
- Baskets..... 2ea
- P.P 광구병..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Baskets

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		<b>AUTO CLAVE</b> <b>고압멸균기</b> <b>(C-AC2)</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>

### 1. 용도 및 특징 (Features)

고온, 고압 증기를 이용 각종 기자재의 멸균, 실험 후 폐기물에 대한 멸균 등에 사용 됩니다.

- Digital P.I.D 방식의 Controller 는 초기설정으로 내부 가열부터, 121℃ 압력, 멸균, 증기배출까지 다이렉트로 자동으로 진행
- 현재의 압력을 볼 수 있는 압력Gauge 부착
- Steam은 자동으로 배출되지만 수동 valve로도 Steam량 조절 가능
- 상당히 견고하게 만들어진 Stainless Basket
- Chamber 는 stainless 재질로 부식에 강하고 미관이 우수
- AUTO CLAVE 전용 실리콘 패킹을 사용 압력 밀폐성이 우수
- 과부하, 과열, 과압 의 3중 안전장치로 안전하게 사용 가능

### 2. 사양 (Specifications)

<b>Model</b>		C-AC2
<b>Dimensions</b>	<b>Inner (W*D*H)(mm)</b>	400ø × 620
	<b>Outer (W*D*H)(mm)</b>	730×580×930
	<b>Volume (L)</b>	80
<b>Controller</b>		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
<b>Temp</b>	<b>Range</b>	Ambient ~ 123 ℃
	<b>Accuracy</b>	±1℃
<b>Timer</b>	<b>Scale</b>	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
<b>Electrical spec</b>	<b>Heater</b>	4,000W
	<b>Power</b>	220V, 18A, 1ø
<b>Pressure</b>	<b>Guage</b>	Mechanical Type , 3.0kg / cm <sup>2</sup>
	<b>Temp</b>	1.2kg / cm <sup>2</sup> , 121℃
<b>Baskets</b>		2EA
<b>Materials</b>	<b>Inner</b>	Stainless steel SUS304
	<b>Outer</b>	Steel plate with powder coated
<b>Safety device</b>		Exclusive over temp, protector
<b>Weignt(Kg)</b>		105

### **3. 구성 (Composition)**

- Manual..... 1ea
- Baskets..... 2ea
- P.P 광구병..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Baskets

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year

# 구매 규격서

## Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		<b>AUTO CLAVE</b> <b>고압멸균기</b> <b>(C-AC3)</b>	<b>Set</b>	<b>1</b>

### 1. 용도 및 특징 (Features)

고온, 고압 증기를 이용 각종 기자재의 멸균, 실험 후 폐기물에 대한 멸균 등에 사용 됩니다.

- Digital P.I.D 방식의 Controller 는 초기설정으로 내부 가열부터, 121℃ 압력, 멸균, 증기배출까지  
다이렉트로 자동으로 진행
- 현재의 압력을 볼 수 있는 압력Gauge 부착
- Steam은 자동으로 배출되지만 수동 valve로도 Steam량 조절 가능
- 상당히 견고하게 만들어진 Stainless Basket
- Chamber 는 stainless 재질로 부식에 강하고 미관이 우수
- AUTO CLAVE 전용 실리콘 패킹을 사용 압력 밀폐성이 우수
- 과부하, 과열, 과압 의 3중 안전장치로 안전하게 사용 가능

### 2. 사양 (Specifications)

<b>Model</b>		C-AC3
<b>Dimensions</b>	<b>Inner (W*D*H)(mm)</b>	450ø × 620
	<b>Outer (W*D*H)(mm)</b>	810×630×930
	<b>Volume (L)</b>	100
<b>Controller</b>		Digital Temp Controller & Digital Display / PT 100Ω
<b>Temp</b>	<b>Range</b>	Ambient ~ 123 ℃
	<b>Accuracy</b>	±1℃
<b>Timer</b>	<b>Scale</b>	99Hr 59Min, 99Min 59Sec, 99Day 23Hr
<b>Electrical spec</b>	<b>Heater</b>	5,000W
	<b>Power</b>	220V, 22.7A, 1ø
<b>Pressure</b>	<b>Guage</b>	Mechanical Type , 3.0kg / cm <sup>2</sup>
	<b>Temp</b>	1.2kg / cm <sup>2</sup> , 121℃
<b>Baskets</b>		2EA
<b>Materials</b>	<b>Inner</b>	Stainless steel SUS304
	<b>Outer</b>	Steel plate with powder coated
<b>Safety device</b>		Exclusive over temp, protector
<b>Weignt(Kg)</b>		120

### **3. 구성 (Composition)**

- Manual..... 1ea
- Baskets..... 2ea
- P.P 광구병..... 1ea

### **4. 선택옵션 (Optional Accessories)**

- Baskets

### **5. 보증 (Warranty)**

- 1 Year