

## Rocker (락커)

### Feature



시소처럼 Plate양쪽에서 상,하로 왕복운동을 하여 각종 용액의 혼합, 희석 등의 반응을 볼 때 쓰입니다.

- ▶ Plate 양쪽이 상,하 수직으로 움직이며 Shaking
- ▶ 좁은 공간에서도 적은 양의 실험물의 반응을 보기 적합
- ▶ D.C Motor를 사용하여 R.P.M 조절 가능
- ▶ 특히 저속에서 정확하게 움직이도록 제작

### Technical Data

Model		C-RK
Dimensions	Outer (W×D×H)(mm)	300×300×170
Controller		Electric Controller
Tilt angle		10°
R.P.M		0 ~ 50
Electrical spec	Power	220V, 30W, 1ø, 60Hz
Materials		Aluminium plate with powder coated
Weight (Kg)		6.5