

# Shaker

## Slide Shaker

(슬라이드 진탕기)


### Feature



C-SKS-D



#### Controller Feature



-R.P.M : MAX 400

-Time range : 99 Hours 59 Minutes

슬라이드, 넓은 접시등에 회전을 시키며 반응을 보는데 주로 사용하며  
병원의 임상병리 실험용으로 많이 이용됩니다.

- ▶ 회전형으로(ORBITAL방식) Shaking
- ▶ Digital display 에 표시되는 정확한 R.P.M

### Technical Data

Model		C-SKS-D
Dimensions	Outer (W×D×H)(mm)	360×300×160
Controller		Digital Display controller
R.P.M		0~400 R.P.M
Stroke		2.5cm
Timer	Scale	99 Hours 59 Minutes
Electrical spec	Power	220V, 15W, 1 Ø
	Plate	Stainless steel
Materials	Body	Steel plate with powder coated
	Weight (Kg)	9