

구매 규격서

Commodity Description

관세 분류번호 H. S. K NO	품목 번호 Item. NO	품명 및 규격 Description	단위 Unit	수량 Q'TY
		Funnel Shaker 분액여두진탕기 (C-SKR)	Set	1

1. 용도 및 특징 (Features)

동식물 세포의 진탕배양, 미생물 배양, 효소반응, 혈청검사, 임상병리, 각종 효소촉매의 반응 실험 등에 사용 합니다.

- 상하로 왕복운동으로 진탕 할수 있게 제작
- D.C모터를 사용하여 장기간 사용 시 예도 내구성이 뛰어나며 소음도 적으며 일정한 속도를 유지합니다.
- R.P.M을 Digital Display로 표시 정확한 속도 확인이 가능
- 높낮이 조절 가능한 Funnel holder 부착으로 기본 200mL부터 1000mL 까지 장착 가능

2. 사양 (Specifications)

Model		C-SKR
Dimensions	Outer (W*D*H)(mm)	700×500×420
	No. Place	500mL 기준 10개 / 1000mL 기준 6개
Controller		Digital Display
R.P.M		0 ~ 300
Timer	Scale	99 minutes 59 seconds
Electrical spec	Power	220V, 300W , 1ø
Materials	Outer	Steel plate with powder coated
Weignt(Kg)		68

3. 구성 (Composition)

- Manual..... 1ea
- Funnel Holder..... 1set

4. 선택옵션 (Optional Accessories)

- Funnel Holder
- Funnel Flask

5. 보증 (Warranty)

- 1 Year